



## MELAG KUGELHAHN FÜR DRUCKTANK DER MELADEM 47

Originalteil zum Selbstaustausch

Artikelnummer: 114561

Hersteller: Melag

**Preis: 46,00 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Der Kugelhahn ist ein Original-Ersatzteil von MELAG für die Wasseraufbereitungsanlage MELAdem 47. Der Kugelhahn wird am Drucktank der Anlage ausgetauscht, sollte dies einmal verschleißbedingt nötig sein. Die mitgelieferte Dichtung sorgt für sicheren Verschluss und somit die Sicherstellung einer optimalen Funktionsweise von MELAdem 47.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Ersatzteil

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: weiß

Passend für System: MELAdem 47