



MELAG MELACONTROL WASH CHECK REINIGUNGSINDIKATOREN

Überwachen Sie die Reinigungsleistung nach DIN EN ISO 15883-5, 100 Stück

Artikelnummer: 208459

Hersteller: Melag

UVP: 229,00 €

Preis: 212,64 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Mit dem MELAcontrol Wash Check für Ihren MELAtherm Thermodesinfektor behalten Sie stets die Reinigungsleistung im Auge. Die 100 Wash Check Indikatoren ermöglichen eine regelmäßige Überwachung des Reinigungsergebnisses von Instrumenten gemäß DIN EN ISO 15883-5, sei es im Basiskorb oder auf der Injektorschiene. Die Anwendung gestaltet sich äußerst einfach: Platzieren Sie jeweils einen Reinigungsindikator in die separat erhältliche Halterung für den Basiskorb oder die Injektorschiene. Nach dem Zyklus ermöglicht eine optische Kontrolle des Indikators eine rasche Bewertung der Reinigungsqualität im Thermodesinfektor. Hinweis: Für die Nutzung wird eine Halterung empfohlen. (Im Lieferumfang nicht enthalten; Art.-Nr. 208460)

und 208461)

Spezifikation:

Art des Artikels: Indikator

Norm: DIN EN ISO 15883-5