



MELAG MELAFLASH CF-CARD-PRINTER

automatische Dokumentation bei MELAquick 12+, Profi-/S-Klasse

Artikelnummer: 200154

Hersteller: Melag

UVP: 780,00 €

Preis: 699,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der MELAflash CF-Card-Printer lässt sich an die Autoklaven der Profi- und der S-Klasse anschließen sowie an MELAquick 12+ und gewährleistet eine digitale Dokumentation der Sterilisation. Das Dokumentationssystem kann ohne weitere Anbindungen direkt mit dem Gerät verbunden werden und erfüllt die geforderte Dokumentation. Dies erleichtert den Praxisalltag und die Kontrolle der Daten. Hinweis: Inklusive MELAflash CF-Card und Kartenlesegerät.

Spezifikation:

Art des Artikels: Drucker

Abmessungen Tx Bx H: 11,5 x 7,5 x 2,5 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

Stromversorgung: 220-240 V

Farbe: weiß

Passend für Sterilisator: Vacuklav 29 VS+;Vacuklav 30 B+;Vacuklav 31 B+;Vacuklav 23 VS+;Vacuklav 24 B+;Vacuklav 23 B+;MELAtronic 15 EN+;MELAtronic 23 EN

Material: Kunststoff

Garantielaufzeit: 12 Monate

Verbindung: Netzwirkabel