



MELAG MELASTORE TRAY OPTHALMOLOGIE

zur Aufbereitung aller Instrumente einer Katarakt-OP

Artikelnummer: 208475

Hersteller: Melag

UVP: 599,00 €

Preis: 519,13 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Bei diesem MELAstore Tray von MELAG handelt es sich um ein Wasch-Tray zur sicheren und schonenden Aufbereitung aller Instrumente für eine Katarakt-OP (max. 6 Sets pro Zyklus im MELAtherm). Das MELAstore Tray Ophthalmologie wird anschließend in der MELAstore Box 200 verpackt und sterilisiert. Das Set wird inkl. Adapter und Schläuche geliefert. Es ist perfekt mit dem Basiskorb mit Injektorschiene und Kunststoff-Zentralfilter (Art.-Nr. ME80440) und 2x Halterung Universal Flex 3 (Art.-Nr. ME80136) kombinierbar.

Spezifikation:

Art des Artikels: Korb/Behälter

Fachbereich: Ophthalmologie

Passend für RDG: MELAtherm 10;MELAtherm 10 Evolution