



MELAG METHERM 50 REINIGER FÜR MELATHERM 10

5 Liter, enzymatischer Reiniger

Artikelnummer: 200264

Hersteller: Melag

UVP: 91,00 €

Preis: 64,82 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der mildalkalische, enzymatische Reiniger im Fünf-Liter-Kanister wird für die leistungsstarke und maschinelle Instrumentenaufbereitung im MELAtherm 10 genutzt. METHERM 50 bietet niedrigen Verbrauch bei hoher Reinigungsleistung, die durch die Kombination von speziellen Enzymen und Tensiden erreicht wird. Durch die hohe Materialverträglichkeit wird die Entstehung von Belägen auf den Instrumenten und der Waschkammer minimiert, was letztendlich zum Werterhalt von diesen beiträgt. Die METHERM Prozessmedien können problemlos mit der Standardeinstellung verwendet werden. Auch ein Wechsel auf diese ist unter Verwendung der Standardeinstellungen möglich. METHERM

50 hat ab Herstellungsdatum eine Mindesthaltbarkeit von einem Jahr.

Spezifikation:

Art des Artikels: Reinigungsmittel

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Passend für RDG: Thermodesinfektor

Aufbereitungsart: maschinell