



MELAG NETZSICHERUNG 16 AMP. ZEHNERPACK

zum Selbst austausch bei Vacuklaven der Profi-Klasse sowie Euroklaven

Artikelnummer: 114617-3

Hersteller: Melag

Preis: 160,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Diese Sicherung ist passend für die MELAG Vacuklaven der Profi-Klasse sowie Euroklaven. Sollte es einmal zu Betriebsstörungen kommen, die durch eine defekte Sicherung im Gerät ausgelöst werden, kann die nicht funktionsfähige selbst durch eine neue ersetzt werden. der Praxisalltag kann ohne Unterbrechungen weitergehen, was Zeit und Geld spart.

Spezifikation:

Art des Artikels: Ersatzteil

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O