



*Abbildung ähnlich

MELAG O-RINGE FÜR ADAPTER DER CAREBOX BLUE

zum schnellen Selbst austausch

Artikelnummer: 206134

Hersteller: Melag

Preis: ab 16,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Diese O-Ringe dienen als Ersatzteile für die Adapter der Carebox Blue des MELAG Careclave. Verschleißbedingt kann es zu Abnutzungserscheinungen an den Dichtungsringen kommen, was möglicherweise die Aufbereitungsergebnisse beeinflusst. Um eine dauerhaft sichere Aufbereitung zu gewährleisten, können daher bei Bedarf oder in gewünschter Regelmäßigkeit die O-Ringe ausgetauscht werden. Der Hersteller empfiehlt den Wechsel der Dichtungen nach 600 Zyklen. Der Austausch kann selbst erledigt werden und ist einfach und schnell durchzuführen.

Spezifikation:

Art des Artikels: Ersatzteil

Fachbereich: Dental

Farbe: schwarz