



## MELAG SCHLAUCHANSCHLUSS MIT INNENGWINDE

für MELAtherm 10

Artikelnummer: 200099

Hersteller: Melag

UVP: 48,00 €

**Preis: 41,60 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Der Schlauchanschluss mit Innengewinde ist für die Benutzung im MELAtherm 10 konzipiert. Der Anschluss wird verwendet, um einen Anschluss der Injektorschiene durch einen Schlauch mit einem Innendurchmesser von sechs Millimetern zu verlegen. Dies wird beispielsweise für sehr lange Hohlkörper benötigt, die bei der Aufbereitung nur liegend in einem Flexkorb Platz finden. Für die Nutzung wird der Schlauchanschluss einfach auf das freie Ende des Schlauches gesteckt. Andere Adapter können an das Innengewinde angeschlossen werden.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Farbe: silber

Passend für RDG: MELAtherm 10;MELAtherm 10 Evolution

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate