



MELAG SICHERUNG 16A FF FÜR STERILISATOR

zum Selbst austausch bei Geräten der Premium- Klasse, MELAtherm 10 sowie C45

Artikelnummer: 111391

Hersteller: Melag

Preis: 16,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Diese Sicherung ist passend für die MELAG Geräte der Premium-Klasse, die MELAtherm 10 und den Cliniclave 45. Sollte es einmal zu Betriebsstörungen kommen, die durch eine defekte Sicherung im Gerät ausgelöst werden, kann die nicht funktionsfähige selbst durch eine neue ersetzt werden. Der Praxisalltag kann ohne Unterbrechungen weitergehen, was Zeit und Geld spart.

Spezifikation:

Art des Artikels: Ersatzteil