



## **MELAG SILIKONGITTER - 2 STÜCK**

für den Einsatz &quot;rotierende Instrumente&quot;

Artikelnummer: 207121

Hersteller: Melag

UVP: 15,00 €

**Preis: 13,00 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Diese Silikongitter sind dazu gedacht, mit dem Einsatz für rotierende Elemente genutzt zu werden. Dieser MELAG Einsatz (Artikel-Nr. 207003) ist für die sichere Aufnahme von rotierenden Instrumenten im MELAtherm gedacht.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Zubehör