



## **MELAG SILIKONSCHLAUCH 10/6MM, 2M**

für MELAtherm 10

Artikelnummer: 200101

Hersteller: Melag

UVP: 30,00 €

**Preis: 26,10 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Der hochflexible, knickfeste Silikonschlauch von MELAG ist für die Verwendung im MELAtherm 10 gedacht. Er verbindet Anschlüsse mit Instrumenten oder sorgt für eine räumliche Verlegung von Anschlüssen der Injektorschiene. Auch Instrumente mit Schlauchanschluss können in den Schlauch geschoben werden.

Hinweis: Lange Schläuche müssen bei Nichtverwendung abgenommen werden, da sich andernfalls Wasser in den Schläuchen ansammeln kann.

Hinweis: Der Schlauch kann auf die benötigte Länge zurechtgeschnitten werden. Vermeiden Sie unnötig lange Schläuche.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Passend für RDG: MELAtherm 10;MELAtherm 10 Evolution

Material: Silikon

Garantielaufzeit: 12 Monate