



## **MELAG SILIKONSTEG MIT WELLENPROFIL FÜR MELASTORE-TRAYS**

individuell im MELAstore Tray 50 oder 100 einsetzbar

Artikelnummer: 208667

Hersteller: Melag

**Preis: 25,00 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Die MELAG Silikonstege mit Wellenprofil für MELAstore Tray 50 oder 100 können je nach Bedarf individuell verwendet werden. Einzelne Silikonstege können durch Abschneiden separiert und einzeln eingesetzt werden. Die Füße werden in die Aussparungen des MELAstore-Trays gedrückt, um sie zu fixieren. Für maximale Flexibilität werden die Instrumente in Kombination mit dem Silikonsteg Niederhalter gesichert.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Zubehör

Farbe: blau

Material: Silikon