



## MELAG STERILFILTER MIT KONISCHEM ANSATZ

passend für alle MELAG Euroklaven, Vacuclaven und MELAquick

Artikelnummer: 110894

Hersteller: Melag

**Preis: 97,00 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Dieser Sterilfilter mit konischem Ansatz von MELAG ist kompatibel mit allen MELAG Euroklaven, Vacuclaven und MELAquick. Er ist daher ein universelles Ersatzteil, das dazu beiträgt, den Praxisalltag nicht unterbrechen zu müssen. Sollte der Sterilfilter einmal ausgetauscht werden müssen, lässt sich das mit diesem Originalteil einfach und schnell selbst bewerkstelligen.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Filter

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP