



MELAG STERILISIERBEHÄLTER INKL. 100 EINMAL-PAPIERFILTER

in verschiedenen Größen erhältlich

Artikelnummer: 207076

Hersteller: Melag

Preis: ab 190,91 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Sterilisierbehälter von MELAG ermöglichen die kontaminationsgeschützte Lagerung von Sterilgut nach der erfolgreichen Sterilisation und Trocknung. Sie bestehen aus einem Unterteil aus eloxiertem Aluminium und einem Oberteil aus Edelstahl. Die verpackten Instrumente können bei staubgeschützter Lagerung nach DIN 58953, Teil 8 bis zu sechs Monate gelagert werden, was für eine Arbeitserleichterung sorgt. In den normkonformen Sterilisierbehältern können so Sets zusammengestellt werden, die dann bei Bedarf schnell einsetzbar sind. Die Behälter sind am Boden und am Deckel gelocht und zum Kontaminationsschutz mit Einmal-Papierfiltern ausgestattet, die nach jeder Sterilisation gewechselt werden müssen. Sie erhalten 100 Einmal-Papierfilter von MELAG zusätzlich zum Sterilisierbehälter.

Die Sterilisierbehälter sind in verschiedenen Größen erhältlich:

- 15 G hat eine Größe von 35 x 12 x 8 cm
- 15 K hat eine Größe von 18 x 12 x 4,5 cm
- 15 M hat eine Größe von 35 x 12 x 4,5 cm
- 17 G hat eine Größe von 41 x 14 x 9 cm
- 17 K hat eine Größe von 20 x 14 x 5 cm
- 17 M hat eine Größe von 41 x 14 x 5 cm
- 23 G hat eine Größe von 42 x 16 x 12 cm
- 23 M hat eine Größe von 42 x 16 x 6 cm
- 28 G hat eine Größe von 32 x 16 x 12 cm
- 28 M hat eine Größe von 32 x 16 x 6 cm

Spezifikation:

Art des Artikels: Sterilisierbehälter