



MELAG STERILISIERBEHÄLTER MELASTORE-BOX 100

passend für MELAstore-Tray 50/100

Artikelnummer: 200203

Hersteller: Melag

UVP: 268,00 €

Preis: 240,51 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die MELAstore-Box 100 von MELAG bietet Platz für zwei MELAstore-Tray 50 oder ein MELAstore-Tray 100. Diese können nach dem Reinigen und Desinfizieren in die MELAstore-Box gelegt werden und unmittelbar sterilisiert werden. Danach sind die Trays in den Boxen steril lagerbar. Die Sterilcontainer nach DIN 58953-9 können wahlweise mit Papier- oder Dauerfiltern ausgestattet werden. Durch die Verwendung von MELAstore-Boxen sparen Sie im Vergleich zum Verpacken von Einzelinstrumenten Zeit, Verbrauchsmaterial und Geld im Arbeitsalltag. Sie verbessern Ihren Praxis-Workflow und schützen Ihr Praxisteam und die Instrumente.

Spezifikation:

Art des Artikels: Sterilisierbehälter

Abmessungen Tx Bx H: 31,2 cm x 19 cm x 4,6 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: silber

Passend für Sterilisator: Vacuklav 24 B+;Vacuklav 24 BL+;Vacuklav 23 B+;Vacuklav 30 B+;Vacuklav 31 B+;Vacuklav 43 B+;Vacuklav 44 B+;Vacuklav 40 B+;Vacuklav 41 B+

Gewicht: 0,907 kg

Material: Aluminium

Garantielaufzeit: 12 Monate