



MELAG THERMODESINFEKTOR MELATHERM 10 (400V/230V) GYNÄKOLOGIE-AKTIONSPAKET

mit der Bestückung für die gynäkologische Praxis

Artikelnummer: 202609

Hersteller: Melag

UVP: 11.962,00 €

Preis: 9.835,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Im Lieferumfang enthalten:- Thermodesinfektor MELAtherm 10- Basiskorb ohne Injektorschiene- Flexkorb 6- 2x Flexkorb Spekula- MELAflash CF Karte- MEtherm 51 Reiniger- MEtherm 56 Neutralisator- MEtherm 61 Klarspüler- Abwasserschlauch mit Schlauchschelle Ø 16-25/9- Kanisterhahn für 5 Liter- und 10 Liter-Kanister- Starterpaket Regeneriersalz- Einfülltrichter für Regeneriersalz- Vorratsbehälter für Klarspüler

Das MELAtherm 10 RDG von MELAG wurde unter anderem speziell für den Einsatz in der gynäkologischen Praxis entwickelt. Mit den speziellen Einsätzen

für Spekula können Sie je Zyklus bis zu 32 Spekula (z.B. Cusco, Semm oder Kristeller) aufbereiten und so den Thermodesinfektor optimal für Ihren Fachbereich nutzen. Hierdurch ergibt sich eine große Zeit- und Arbeitsersparnis für das Praxisteam und eine und eine gleichbleibend gute Reinigungsleistung an Ihren Instrumenten. Neben den Kosten- und Qualitätsvorteilen dokumentiert der MELAtherm 10 alle Chargendaten auf der mitgelieferten MELAflash-CF Card. Hierdurch lässt sich im Nachhinein eine Lückenlose Aufbereitung gegenüber Behörden dokumentieren. Die Aktive Trocknung am Ende des Programmlaufs passt sich der Beladungsmenge an und verkürzt so nach Möglichkeit die Zykluszeit und bietet optimalen Schutz für Ihre Instrumente. Mehr Informationen zum MELAG MELAtherm 10 finden Sie hier.

Der MELAtherm 10 Thermodesinfektor ist wahlweise in den Stromvarianten 230V oder 400V erhältlich. Die 400 V Varianten ist hierbei aufgrund der deutlich kürzeren Zykluszeiten zu empfehlen. Steht die MELAtherm 10 frei neben der Möbelzeile, ist hierfür eine passende Edelstahl-Abdeckplatte erhältlich. Mit einer Standardbreite von 60 cm kann der Einbau der MELAtherm 10 problemlos in die Möbelzeile erfolgen. Der optional erhältliche Unterschrank sorgt für eine ergonomische Arbeitshöhe und schafft zusätzlichen Stauraum. Die MELAtherm 10 im Gyn-Paket enthält die Basisausstattung an Gynäkologie-Zubehör für einen optimalen Workflow. Voraussetzung für die einwandfreie Funktion dieses Thermodesinfektors ist die ordnungsgemäße Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachhandelspersonal bzw. den MELAG-Kundendienst. Der Gewährleistungszeitraum des Herstellers beginnt erst mit der dokumentierten Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachpersonal bzw. den MELAG-Kundendienst.

Hinweis: Ab 15°dH empfiehlt der Hersteller die Verwendung einer Wasseraufbereitungsanlage.

Günstiger gesehen? Dann kontaktieren Sie uns gerne mit Verweis auf das entsprechende Angebot!

Spezifikation:

Art des Artikels: Thermodesinfektor;Sparpaket

Abmessungen Tx Bx H: 67,8 cm x 59,8 cm x 81,8 cm

Innenmaße: 44,8 cm x 46,5 cm x 40,5 cm

Fachbereich: Gynäkologie

Stromversorgung: 400 V;230 V

Wasseranschluss: Festwasseranschluss

Farbe: weiß

Gewicht: 80 kg

Garantielaufzeit: 12 Monate

Validierbarkeit: validierbar

Verbindung: Netzwerkkabel

Dokumentation: integriert

Chargenfreigabe: extern

Wartungsintervall: 18 Monate

Kammervolumen: 84 Liter

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Ja

geeignet für Endoskope: Nur starre Endoskope

VE-Wasseranschluss: vorhanden

Betriebszeit Universalprogramm: 40 Min. / 59 Min.

Betriebszeit Schnellprogramm: 36 Min. / 53 Min.

Trocknung: Intelligente Trocknung

Trocknungszeit: 15-20 Min.