



## **MELAG THERMODESINFEKTOR MELATHERM 10 (400V/230V) PODOLOGIE-PAKET**

zur Aufbereitung von bis zu 48 Zangen und 24 Fräser-Sets

Artikelnummer: 202543

Hersteller: Melag

UVP: 12.552,00 €

**Preis: 10.380,00 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Im Lieferumfang enthalten:- Thermodesinfektor MELAtherm 10- MEtherm 51 Reiniger- MEtherm 56 Neutralisator- MEtherm 61 Klarspüler- Kanisterhahn für 5-Liter- und 10-Liter-Kanister- Abwasserschlauch mit Schlauchschelle Ø 16-25/9- Starterpaket Regeneriersalz- Einfülltrichter für Regeneriersalz- Vorratsbehälter für Klarspüler- MELAflash CF-Card- Basiskorb- 2x Flexkorb 2- 4x Einsatzgestell für Scheren- Instrumentenkorb kompakt  
Das MELAtherm 10 RDG von MELAG ist bestens geeignet für den Einsatz in der Podologie-Praxis. Mit dem von Steri-Shop erstellten Zubehöropaket reinigen Sie Ihre täglich anfallenden Instrumente schnell und effizient. Die

Ausstattungsvariante "Podologie" ist speziell für die Aufbereitung von Pinzetten, Zangen, Fräsern, Feilen, Scheren, Skalpellhalter und Sparten optimiert. Durch die Vielzahl an weiteren erhältlichen Zubehörteilen, können Sie den Thermodesinfektor noch individueller für Ihren Fachbereich nutzen. Hierdurch ergibt sich eine große Zeit- und Arbeitersparnis für das Praxisteam und eine und eine gleichbleibend gute Reinigungsleistung an Ihren Instrumenten. Neben den Kosten- und Qualitätsvorteilen bietet MELAtherm 10 die lückenlose Dokumentation der Chargendaten über die mitgelieferte MELAflash-CF-Card. Hierdurch lässt sich im Nachhinein eine ordnungsgemäße Aufbereitung gegenüber den Behörden vorweisen. Die aktive Trocknung am Ende des Programmlaufs passt sich der Beladungsmenge an und verkürzt so nach Möglichkeit die Zykluszeit und bietet optimalen Schutz für Ihre Instrumente. Der MELAtherm 10 Thermodesinfektor ist wahlweise in den Stromvarianten 230V oder 400V erhältlich. Die 400 V Variante ist hierbei aufgrund der deutlich kürzeren Zykluszeiten zu empfehlen. Steht die MELAtherm 10 frei neben der Möbelzeile, ist hierfür eine passende Edelstahl-Abdeckplatte erhältlich. Mit einer Standardbreite von 60 Zentimetern kann der Einbau der MELAtherm 10 problemlos in die Möbelzeile erfolgen. Der optional erhältliche Unterschrank sorgt für eine ergonomische Arbeitshöhe und schafft zusätzlichen Stauraum. Mehr Informationen zum MELAG MELAtherm 10 finden Sie hier. MELAtherm 10 überwacht automatisch die Rotation der Sprüharme, den Spüldruck und die Filtersiebe. Fehler im Programmablauf oder bei der Bedienung werden somit vermieden. Voraussetzung für die einwandfreie Funktion dieses Thermodesinfektors ist die ordnungsgemäße Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachhandelspersonal bzw. den MELAG-Kundendienst. Der Gewährleistungszeitraum des Herstellers beginnt erst mit der dokumentierten Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachpersonal bzw. den MELAG-Kundendienst. Hinweis: Ab 15°dH empfiehlt der Hersteller die Verwendung einer Wasseraufbereitungsanlage. Günstiger gesehen? Dann kontaktieren Sie uns gerne mit Verweis auf das entsprechende Angebot!

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Thermodesinfektor;Sparpaket

Abmessungen Tx Bx H: 67,8 cm x 59,8 cm x 81,8 cm

Innenmaße: 44,8 cm x 46,5 cm x 40,5 cm

Fachbereich: Podologie

Stromversorgung: 400 V;230 V

Wasseranschluss: Festwasseranschluss

Farbe: weiß

Gewicht: 80 kg

Garantielaufzeit: 12 Monate

Validierbarkeit: validierbar

Verbindung: Netzwerkkabel

Dokumentation: integriert

Chargenfreigabe: extern

Wartungsintervall: 18 Monate

Kammervolumen: 84 Liter

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Ja

geeignet für Endoskope: Nur starre Endoskope

VE-Wasseranschluss: vorhanden

Betriebszeit Universalprogramm: 40 Min. / 59 Min.

Betriebszeit Schnellprogramm: 36 Min. / 53 Min.

Trocknung: Intelligente Trocknung

Trocknungszeit: 15-20 Min.