



## **MELAG THERMODESINFEKTOR MELATHERM 10 CLASSIC HNO-PAKET - FRÜHJAHRESAKTION**

mit der Bestückung für die HNO Praxis

Artikelnummer: 208532

Hersteller: Melag

UVP: 12.052,00 €

**Preis: 9.590,00 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Den Sonderpreis erhalten Sie im Rahmen unserer Frühjahresaktion. Das Angebot ist gültig bis einschließlich 30.06.2024.

Im Lieferumfang enthalten:- Thermodesinfektor MELAtherm 10- Basiskorb mit Injektorschiene- Flexkorb 2- Flexkorb 3- Instrumentenkorb kompakt- Ohrtrichter-Aufsatz für Flexkorb 2- Aufsatz für Flexkorb mit Klammern- MELAflash CF Karte- MEtherm Starterset C- Abwasserschlauch mit Schlauchschelle Ø 16-25/9- Kanisterhahn für 5 Liter- und 10 Liter-Kanister- Maulschlüssel für Injektorschiene- Starterpaket Regeneriersalz- Einfülltrichter

für Regeneriersalz- Vorratsbehälter für Klarspüler

Das MELAtherm 10 RDG von MELAG wurde unter anderem speziell für den Einsatz in der Hals-Nasen-Ohren-Praxis entwickelt. Mit den speziellen Einsätzen für Ohrtrichter und Nasenspekula können Sie je Zyklus bis zu 196 Ohrtrichter aufbereiten und so den Thermodesinfektor optimal für Ihren Fachbereich nutzen. Die Injektorschienen bietet Ihnen in der Basisausstattung Platz für bis zu 11 Sauger (Hohlkörperinstrumente) und kann auf bis zu 33 Steckplätze erweitert werden. Hierdurch ergibt sich eine große Zeit- und Arbeitersparnis für das Praxisteam und eine und eine gleichbleibend gute Reinigungsleistung an Ihren Instrumenten. Neben den Kosten- und Qualitätsvorteilen dokumentiert der MELAtherm 10 alle Chargendaten auf der mitgelieferten MELAflash-CF Card. Hierdurch lässt sich im Nachhinein eine Lückenlose Aufbereitung gegenüber Behörden dokumentieren. Die Aktive Trocknung am Ende des Programmlaufs passt sich der Beladungsmenge an und verkürzt so nach Möglichkeit die Zykluszeit und bietet optimalen Schutz für Ihre Instrumente.

Mehr Informationen zum MELAG MELAtherm 10 finden Sie hier. Der MELAtherm 10 Thermodesinfektor ist wahlweise in den Stromvarianten 230V oder 400V erhältlich. Die 400 V Varianten ist hierbei aufgrund der deutlich kürzeren Zykluszeiten zu empfehlen. Steht die MELAtherm 10 frei neben der Möbelzeile, ist hierfür eine passende Edelstahl-Abdeckplatte erhältlich. Mit einer Standardbreite von 60 cm kann der Einbau der MELAtherm 10 problemlos in die Möbelzeile erfolgen. Der optional erhältliche Unterschrank sorgt für eine ergonomische Arbeitshöhe und schafft zusätzlichen Stauraum. MELAtherm 10 überwacht automatisch die Rotation der Sprüharme, den Spüldruck und die Filtersiebe. Fehler im Programmablauf oder bei der Bedienung werden somit vermieden. Die MELAtherm 10 im HNO-Paket enthält die Basisausstattung an HNO-Zubehör für einen optimalen Workflow. Voraussetzung für die einwandfreie Funktion dieses Thermodesinfektors ist die ordnungsgemäße Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachhandelspersonal bzw. den MELAG-Kundendienst. Der Gewährleistungszeitraum des Herstellers beginnt erst mit der dokumentierten Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachpersonal bzw. den MELAG-Kundendienst.

Hinweis: Ab 15°dH empfiehlt der Hersteller die Verwendung einer Wasseraufbereitungsanlage.

Günstiger gesehen? Dann kontaktieren Sie uns gerne mit Verweis auf das entsprechende Angebot!

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Thermodesinfektor;Sparpaket

Abmessungen Tx Bx H: 67,8 cm x 59,8 cm x 81,8 cm

Innenmaße: 44,8 cm x 46,5 cm x 40,5 cm

Fachbereich: HNO

Stromversorgung: 400 V;230 V

Wasseranschluss: Festwasseranschluss

Validierbarkeit: validierbar

Verbindung: Netzwerkkabel

Dokumentation: integriert

Chargenfreigabe: extern

Kammervolumen: 84 Liter

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Ja

geeignet für Endoskope: Nur starre Endoskope

Betriebszeit Universalprogramm: 40 Min. / 59 Min.

Betriebszeit Schnellprogramm: 36 Min. / 53 Min.

Trocknung: Intelligente Trocknung

Trocknungszeit: 15-20 Min.