



MELAG THERMODESINFEKTOR MELATHERM 10 EVOLUTION (400V/230V) GYNÄKOLOGIE-PAKET

mit der Bestückung für die gynäkologische Praxis

Artikelnummer: 202236

Hersteller: Melag

UVP: 13.962,00 €

Preis: 11.519,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Im Lieferumfang enthalten:- Thermodesinfektor MELAtherm 10 Evolution-
MELAflash CF-Card- Basiskorb ohne Injektorschiene - Flexkorb 6- 2x Flexkorb
Spekula- MEtherm 51 Reiniger- MEtherm 56 Neutralisator- MEtherm 61
Klarspüler- Kanisterhahn für 5 Liter- und 10 Liter-Kanister- Abwasserschlauch
mit Schlauchschelle Ø 16-25/9- Starterpaket Regeneriersalz- Einfülltrichter für
Regeneriersalz- Vorratsbehälter für Klarspüler

Das MELAtherm 10 Evolution RDG von MELAG wurde unter anderem speziell
für den Einsatz in der gynäkologischen Praxis entwickelt. Mit den speziellen

Einsätzen für Spekula können Sie je Zyklus bis zu 32 Spekula (z.B. Cusco, Semm oder Kristeller) aufbereiten und so den Thermodesinfektor optimal für Ihren Fachbereich nutzen. Hierdurch ergibt sich eine große Zeit- und Arbeitersparnis für das Praxisteam und eine und eine gleichbleibend gute Reinigungsleistung an Ihren Instrumenten.

MELAtherm 10 Evolution setzt neue Maßstäbe in der Bedienung: Das große Smart-Touch Display bietet Ihnen ein intuitives Bedienkonzept mit hilfreichen Video-Tutorials. Auch während des Programmlaufs behalten Sie volle Kontrolle. Denn mit der neuen MELAconnect App können Sie den Gerätestatus von jedem Ort in Ihrer Praxis abrufen. Anschließend ermöglicht ProControl eine Chargenfreigabe, schnell und papierlos, direkt am Gerät.

Die neue AquaBoost Technologie für beste Reinigungsergebnisse: AquaBoost bietet doppelten Spüldruck und garantiert eine bis zu 44 % bessere Reinigung der Instrumente. Der erhöhte Spüldruck sichert auch die Aufbereitung von noch mehr Instrumenten. Dabei können Sie die praxisoptimierte Aufbereitungskammer mit über 80 verschiedenen Körben und Zubehörartikeln auf alle Anforderungen abstimmen - unabhängig von Ihrer Praxisgröße und Ihrer Spezialisierung. Hierdurch ergibt sich eine große Zeit- und Arbeitersparnis für das Praxisteam und eine und eine gleichbleibend gute Reinigungsleistung an Ihren Instrumenten.

Mehr Informationen zum MELAG MELAtherm 10 Evolution finden Sie hier. Der MELAtherm 10 Evolution Thermodesinfektor ist wahlweise in den Stromvarianten 230V oder 400V erhältlich. Die 400V Variante ist hierbei aufgrund der deutlich kürzeren Zykluszeiten zu empfehlen.

Voraussetzung für die einwandfreie Funktion dieses Thermodesinfektors ist die ordnungsgemäße Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachhandelspersonal bzw. den MELAG-Kundendienst. Der Gewährleistungszeitraum des Herstellers beginnt erst mit der dokumentierten Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachpersonal bzw. den MELAG-Kundendienst.

Hinweis: Ab 15°dH empfiehlt der Hersteller die Verwendung einer Wasseraufbereitungsanlage.

Günstiger gesehen? Dann kontaktieren Sie uns gerne mit Verweis auf das entsprechende Angebot!

Spezifikation:

Art des Artikels: Thermodesinfektor;Sparpaket

Abmessungen Tx Bx H: 67,8 cm x 59,8 cm x 81,8 cm

Innenmaße: 44,8 cm x 46,5 cm x 40,5 cm

Fachbereich: Gynäkologie

Stromversorgung: 400 V;230 V

Wasseranschluss: Festwasseranschluss

Farbe: weiß

Gewicht: 80 kg

Garantielaufzeit: 12 Monate

Validierbarkeit: validierbar

Verbindung: Netzwerkkabel

Dokumentation: integriert

Chargenfreigabe: integriert

Wartungsintervall: 24 Monate

Kammervolumen: 84 Liter

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Nein

geeignet für Endoskope: Nein

VE-Wasseranschluss: vorhanden

Betriebszeit Universalprogramm: 42 Min. / 63 Min.

Betriebszeit Schnellprogramm: 37 Min. / 57 Min.

Trocknung: Intelligente Trocknung

Trocknungszeit: 15-20 Min.