



MELAG TÜRDICHTUNG FÜR CLINICLAVE DAMPFGROßSTERILISATOR

passend für 45/45M/45D/45MD

Artikelnummer: 114960

Hersteller: Melag

Preis: 124,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Diese Türdichtung von MELAG ist ein Original-Ersatzteil für die Cliniclave-Geräte 45, 45M, 45D und 45MD. Sollte die Türdichtung in Ihrem Gerät aufgrund von zeitgemäßem Verschleiß oder anderen Vorkommnissen einmal getauscht werden müssen, können Sie den Tausch mit diesem Ersatzteil leicht und schnell selbst bewerkstelligen. So ist Ihr Gerät schnell wieder einsetzbar und der Praxisalltag muss nicht unterbrochen werden.

Spezifikation:

Art des Artikels: Ersatzteil

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

Farbe: schwarz

Passend für Sterilisator: Cliniclave 45;Cliniclave 45 M

Material: Silikon