



MELAG TÜRDICHTUNG TYP 15 FÜR MELATRONIC 15 / 15EN / 15 EN+

Originalteil zum Selbstaustausch

Artikelnummer: 112024

Hersteller: Melag

Preis: 50,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Diese Türdichtung von MELAG ist ein Original-Ersatzteil für die Geräte MELAtronic 15, 15 EN und 15 EN+. Sollte die Türdichtung in Ihrem Gerät aufgrund von zeitgemäßem Verschleiß oder anderen Vorkommnissen einmal getauscht werden müssen, können Sie den Tausch mit diesem Ersatzteil leicht und schnell selbst bewerkstelligen. So ist Ihr Gerät schnell wieder einsetzbar und der Praxisalltag muss nicht unterbrochen werden.

Spezifikation:

Art des Artikels: Ersatzteil

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

Farbe: weiß

Passend für RDG: MELAtronic 15 EN+;MELAtronic 15;MELAtronic 15 EN

Material: Silikon