



MELAG UNIVERSAL-ADAPTER, 3 EINSÄTZE UND FILTERSCHEIBE

für MELAtherm 10

Artikelnummer: 200262

Hersteller: Melag

UVP: 188,00 €

Preis: 162,93 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Universaladapter ermöglicht die Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten ohne definierten Anschluss im MELAtherm 10. So können beispielsweise Aufsätze von Pulverstrahlgeräten gereinigt werden. Entsprechend des Außendurchmessers des aufzubereitenden Instrumentes wird der passende Silikoneinsatz gewählt, das Instrument wird dann einfach mit dem Schaft nach unten in den Adapter gesteckt.

Der Universal-Adapter kann eine Filterscheibe aufnehmen, hierbei kann die wiederverwendbare Metallfilterscheibe oder eine Keramik-Filterscheibe genutzt werden. Der Wechsel der Filter und Silikoneinsätze lässt sich schnell und einfach selbst durchführen. Werden bei der Aufbereitung zusätzlich

Distanzhülsen verwendet, können mehrere Universal-Adapter nebeneinander verwendet werden.

Lieferung inklusive 3 Einsätzen: Grün (Ø 16mm), Blau (Ø 20mm) und Weiß (Ø 22mm). Die mitgelieferte Keramik-Filterscheibe wird nur bei der Injektorscheine ohne Zentralfilter benötigt und muss nach 20 Zyklen ersetzt werden.

Hinweis: Es ist nicht gestattet, mehrere Filterelemente zu kombinieren. Wird die Injektorscheine mit Zentralfilter verwendet, muss die Filterscheibe aus dem Universal-Adapter entnommen werden.

Spezifikation:

Art des Artikels: Adapter

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Farbe: silber

Passend für RDG: MELAtherm 10;MELAtherm 10 Evolution

Material: Edelstahl;Silikon

Garantielaufzeit: 12 Monate