



MELAG UNTERSETZER FÜR EINSATZKÖRBE

passend für MELAquick

Artikelnummer: 200027

Hersteller: Melag

UVP: 126,00 €

Preis: 115,35 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Untersetzer für Einsatzkörbe von MELAG wurde für die Verwendung mit MELAquick 12+ und MELAquick 12+ p konzipiert. Der Untersetzer dient hierbei der besseren Abkühlung der Instrumentenkörbe nach der Sterilisation. Dadurch erleichtert der Untersetzer den Praxisalltag und ermöglicht einen schnellen Wiedereinsatz der Instrumente. Der Untersetzer wird auf die Arbeitsfläche gestellt. Zum Abkühlen der Instrumente nach der Sterilisation kann der Universalkorb oder der Träger mit Rundhalterungen/ISO-Adaptern auf den Untersetzer gestellt werden.

Spezifikation:

Art des Artikels: Korb/Behälter

Fachbereich: Dental;KfO;MKG

Farbe: silber

Passend für Sterilisator: MELAquick 12+;MELAquick12+ p

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate