



MELAG VACUKLAV 31 B+ GEBRAUCHT BJ 2012

Dampfsterilisator Klasse B, 18L-Kesselvolumen, Stand alone

Artikelnummer: 200019-B2

Hersteller: Melag

UVP: 9.236,00 €

Preis: 3.990,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Hinweis: Bei diesem Artikel handelt es sich um ein Gebrauchtgerät. 1287 Chargen wurden damit gereinigt, die letzte Wartung fand im Mai 2023 statt. Das Baujahr des Autoklaven ist 2012. Die Lieferung erfolgt inklusive dreier Tablett. Der MELAG Vacuklav 31B+ gehört zur qualitativ hochwertigen Profi-Klasse der MELAG Sterilisatoren. Bei gleicher technischer Ausstattung wie der MELAG Vacuklav 23B+ verfügt der Autoklav über einen 10 cm kürzeren Innenraum (35 Zentimeter, Volumen 18 Liter) und somit Platz für kürzere Instrumente und Sterilisiercontainer.

Dank des patentierten Luftkühlungssystems von MELAG ist der Vacuklav 31 B+ ein echter stand alone Autoklav: Zum Betrieb ist lediglich eine Steckdose

erforderlich. Das für den Prozess nötige VE-Wasser füllen Sie einfach in den integrierten Vorratstank. Das Brauchwasser wird in einem separaten Tank bis zum Ablass im Sterilisator gespeichert. Beide Tanks sind durch im Lieferumfang enthaltene Ablassschläuche zu leeren.

Die starke Vakuumpumpe und der leistungsfähige Dampferzeuger des Vacuklav 31 B+ Dampfsterilisators von MELAG sorgen für kurze Zykluszeiten, so dass im Schnell B-Programm einfach verpackte Hohlkörper-Instrumente nach nur 30 Minuten entnommen werden können (Trocknungszeit zzgl. 20 Minuten). Neben dem Schnellprogramm bietet der Sterilisator ebenfalls das bekannte Universalprogramm sowie ein Prionenprogramm.

Der Autoklav unterstützt Sie intelligent und sicher bei der Durchführung der Zyklen und meldet fehlende Medien. Mit dem optional zusätzlich erhältlichen MELAflash CF-Card Printer von MELAG dokumentieren Sie Ihre Chargendaten sicher und langjährig. Diese können regelmäßig ausgelesen werden. Alternativ können Sie Ihren MELAG Sterilisator 31B+ auch direkt in Ihr Praxisnetzwerk einbinden.

Spezifikation:

Art des Artikels: Gebrauchtgerät

Abmessungen Tx Bx H: 62 cm x 42,5 cm x 49 cm

Kammervolumen: 18 Liter

Beladungsmenge: 5 kg Instrumente/ 1,8 kg Textilien