



MELAG VERSCHLUSSPLOMBE MIT INDIKATOR FÜR MELAG STERILISIERBEHÄLTER

passend für MELAstore-Box 100/200

Artikelnummer: 200208

Hersteller: Melag

UVP: 24,00 €

Preis: 22,40 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Verschlussplomben mit Indikator sind kompatibel mit den MELAstore-Boxen 100 und 200 von MELAG. Die Sterilisierbehälter können so sicher und fest plombiert werden und das Sterilgut ist optimal geschützt. Der Indikator dient der optischen Unterscheidung zwischen bereits sterilisierten und noch zu sterilisierenden MELAstore-Boxen und erleichtert so den Arbeitsalltag.

Spezifikation:

Art des Artikels: Plombe

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

Farbe: blau

Material: Kunststoff

Garantielaufzeit: 12 Monate