




MELAG WAND-ROLLENHALTER FÜR MELASEAL PRO

zur Wandmontage mit Abschneidevorrichtung

Artikelnummer: 200139

Hersteller: Melag

UVP: 579,00 €

Preis: 506,63 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Wand-Rollenhalter von MELAG erleichtert die Arbeit mit dem Durchlaufsiegelgerät MELAseal Pro. Der Rollenhalter mit 42 Zentimetern Nutzbreite kann an der Wand montiert werden (oder mit separat erhältlichem Standfuß (Art.-Nr. 200140) auf der Arbeitsfläche genutzt werden) und mit mehreren Rollen verschiedener Größen zur selben Zeit beladen werden. Die integrierte Abschneidevorrichtung erleichtert die Zuschneidung der Folien für die Versiegelung und macht somit die Arbeit angenehmer.

Spezifikation:

Art des Artikels: Rollenhalter

Abmessungen Tx Bx H: 25 cm x 53 cm x 26,7 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

Farbe: silber

Passend für Siegelgerät: MELAseal Pro

Material: Edelstahl