



## MELAG WANDROLLENHALTER

zur Wandmontage und Aufbewahrung von Folien

Artikelnummer: 200135

Hersteller: Melag

UVP: 96,00 €

**Preis: 86,02 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Der Wand-Rollenhalter erweitert die Nutzung Ihres Siegelgerätes von MELAG. Er kann direkt über dem Siegelgerät an der Wand montiert werden und ermöglicht auf einer Arbeitsbreite von 32,5 Zentimetern die platzsparende Befestigung von Folienrollen über dem Gerät. So sparen Sie Platz auf der Arbeitsfläche und Zeit im alltäglichen Praxisablauf.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Rollenhalter

Abmessungen Tx Bx H: 17 cm x 35 cm x 17 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: silber

Passend für Siegelgerät: MELAseal 100+;MELAseal 200

Material: Edelstahl