



MELAG WASCHKORB/INSTRUMENTENKORB G

für MELAtherm 10 und für MELAtherm 10 Evolution

Artikelnummer: 200058

Hersteller: Melag

UVP: 270,00 €

Preis: 224,61 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Waschkorb/Instrumentenkorb G von MELAG ermöglicht es Ihnen, den Basiskorb während der Reinigung im MELAtherm 10 nach Ihren Bedürfnissen zu befüllen. Der Waschkorb ist konzipiert für die Aufbereitung von senkrecht stehenden Instrumenten wie z.B. Pinzetten, Sonden, Spiegeln, Scheren, Nasenspekula und Klemmen, die mit den Griffenden nach unten zeigend eingestellt werden. Auch dentale Absauge-Kanülen mit 11mm- und 16mm-Anschluss können hier stehend gereinigt werden, das distale Ende muss hierbei nach oben zeigen. (Dies muss bei der Validierung gesondert beachtet werden.)

Hinweis: Bei Instrumenten mit zwei Arbeitsenden wird die Verwendung der Spitzenaufgabe (gesondert erhältlich) empfohlen.

Hinweis: Die Größe des Einsatzgestells entspricht 2/6 längs des Basiskorbes.

Spezifikation:

Art des Artikels: Korb/Behälter

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Farbe: silber

Passend für RDG: MELAtherm 10;MELAtherm 10 Evolution

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate

Beladungsmenge: 78 Instrumente