



MELAG WASSERSTOPP FÜR VERBRAUCHER MIT FESTWASSERANSCHLUSS

zur Vermeidung von Wasserschäden

Artikelnummer: 200045

Hersteller: Melag

UVP: 236,00 €

Preis: 221,97 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das Wasserstopp-Ventil wird mit Wasseraufbereitungs-Anlagen, Autoklaven und Thermodesinfektoren mit einem Festwasseranschluss genutzt und empfohlen. Bei Wasseraustritt wird durch den Wasserstopp die Wasserzufuhr unterbrochen und es ertönt ein akustisches Signal. Die Installation des Wasserstopp-Ventils hilft somit, Wasserschäden infolge von Undichtigkeit etc. zu vermeiden.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: schwarz

Passend für RDG: MELAtherm 10;MELAtherm 10 Evolution;Eurosafte 60;Belimed WD Serie

Passend für Sterilisator: Vacuklav 40 B+;Vacuklav 44 B+;Vacuklav 30 B+;Vacuklav 24 B+;Vacuklav 24-B/L+;Cliniclave 45;Cliniclave 45 M

Material: Kunststoff

Garantielaufzeit: 12 Monate