



MELAG WIEDERVERWENDBARE METALLFILTERSCHEIBE FÜR INJEKTORSCHIENE

für MELAtherm 10

Artikelnummer: 200087

Hersteller: Melag

UVP: 83,00 €

Preis: 71,93 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die wiederverwendbare Metallfilterscheibe von MELAG ist für die Nutzung mit der Injektorschiene im Basiskorb des MELAtherm 10 vorgesehen. Bei Hohlkörperinstrumenten mit einem Innendurchmesser von weniger als 0,8 Millimetern ist der Einsatz von Filterelementen erforderlich. Die Metallfilterscheibe kann hierfür mit dem Universal-Adapter, dem Einzelfiltergehäuse oder dem Dreifachverteiler verwendet werden. Die Filterscheibe muss nach spätestens 20 Reinigungszyklen im Ultraschallbad gereinigt werden, da sich bei jeder Benutzung Schmutzpartikel ansammeln. Erst dann darf sie wieder verwendet werden. Zählen Sie hierbei auch die Zyklen mit, in denen keine Instrumente auf die Adapter aufgesetzt werden. Insgesamt kann die Filterscheibe 20 Mal gereinigt werden, bevor sie fachgerecht entsorgt werden muss.

Spezifikation:

Art des Artikels: Filter

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Farbe: silber

Passend für RDG: MELAtherm 10;MELAtherm 10 Evolution

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate