



MELAG WINKELVERSCHRAUBUNG MIT MUTTER FÜR MELADEM 40

Original-Ersatzteil

Artikelnummer: 114977

Hersteller: Melag

Preis: 9,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Winkelverschraubung ist ein Original-Ersatzteil von MELAG für die Wasseraufbereitungsanlage MELAdem 40. Die Winkelverschraubung kann leicht und schnell selbst ausgetauscht werden, sollte dies einmal verschleißbedingt notwendig sein. Die enthaltene passende Mutter sorgt für optimalen Halt beim Einbau.

Spezifikation:

Art des Artikels: Ersatzteil

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: weiß

Passend für System: MELAdem 40