



SILIKONSCHLAUCH FÜR EXTERNE SPRAYKANÄLE, Ø 3MM, 1 M

zur Verwendung mit dem Careclave

Artikelnummer: 115708

Hersteller: Melag

Preis: 14,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Dieser Silikonschlauch ist ein Original-Ersatzteil zur Verwendung im MELAG Careclave. Der Schlauch wird für die externen Spraykanäle genutzt und hat einen Durchmesser von drei Millimetern. Der Austausch kann bei Bedarf schnell und einfach selbst durchgeführt werden, zum Beispiel nach optischer Kontrolle bei Defekten oder Verschleiß.

Spezifikation:

Art des Artikels: Ersatzteil

Fachbereich: Dental