



*Abbildung ähnlich

MEMMERT EDELSTAHL-GITTERROST FÜR HEIßLUFTSTERILISATOR SF

elektropoliert, zur Erweiterung Ihres Gerätes

Artikelnummer: 206696

Hersteller: Memmert

Preis: ab 54,68 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Diese Edelstahl-Gitterroste werden mit den Heißluftsterilisatoren der SF-Serie von Memmert genutzt. Im Lieferumfang des Gerätes sind bereits Gitterroste enthalten, jedoch werden in der täglichen Anwendung und je nach Nutzungsbereich zusätzliche Roste benötigt. Die stabilen Gitterroste aus elektropoliertem Edelstahl sind langlebig und für jede Gerätegröße passend erhältlich.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich: Labor;Pharma

Farbe: silber

Passend für Sterilisator:

SF30;SF30plus;SF55;SF55plus;SF75;SF75plus;SF110;SF110plus;SF160;SF160plus;SF260;SF260p

Material: Edelstahl