



*Abbildung ähnlich

MEMMERT EDELSTAHL-GITTERROST FÜR KLIMASCHRANK ICHECO

elektropoliert, zur Erweiterung Ihres Gerätes

Artikelnummer: 206705

Hersteller: Memmert

Preis: ab 96,61 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Diese Edelstahl-Gitterroste werden mit den Klimaschränken der ICheco-Serie von Memmert genutzt. Im Lieferumfang des Gerätes sind bereits Gitterroste enthalten, jedoch werden in der täglichen Anwendung und je nach Nutzungsbereich zusätzliche Roste benötigt. Die stabilen Gitterroste aus elektropoliertem Edelstahl sind langlebig und für jede Gerätegröße passend erhältlich.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich: Labor;Pharma

Farbe: silber

Passend für: ICH110eco;ICH110eco L;ICH260eco;ICH260eco L;ICH750eco;ICH750eco L

Material: Edelstahl