




*Abbildung ähnlich

MEMMERT EDELSTAHL-GITTERROST FÜR KOMPRESSOR-KÜHLBRUTSCHRANK ICP/ICPECO

elektropoliert, zur Erweiterung Ihres Gerätes

Artikelnummer: 206711

Hersteller: Memmert

Preis: ab 96,61 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Diese Edelstahl-Gitterroste werden mit den Kompressor-Kühlbrutschränken der ICP/ICPeco-Serie von Memmert genutzt. Im Lieferumfang des Gerätes sind bereits Gitterroste enthalten, jedoch werden in der täglichen Anwendung und je nach Nutzungsbereich zusätzliche Roste benötigt. Die stabilen Gitterroste aus elektropoliertem Edelstahl sind langlebig und für jede Gerätegröße passend erhältlich.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich: Labor;Pharma

Farbe: silber

Passend für:

ICP110;ICP260;ICP450;ICP750;ICP110eco;ICP260eco;ICP450eco;ICP750eco

Material: Edelstahl