



## MEMMERT PELTIER-KÜHLBRUTSCHRANK IPPECO

mit SingleDISPLAY oder TwinDISPLAY

Artikelnummer: 206686

Hersteller: Memmert

**Preis: ab 2.912,80 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Der Peltier-Kühlbrutschrank IPPeco von Memmert setzt neue Eco-Standards bei der Kultivierung unter Raumtemperatur und bringt Bestleistungen bei den Aufheiz-, Abkühl- und Erholzeiten und dem Energiesparen. Dank der Advanced Peltier Technology von Memmert ist er der energieeffizienteste und leistungsstärkste Kühlbrutschrank seiner Art und hat gegenüber der Konkurrenz deutlich verkürzte Aufheiz-, Abkühl- und Erholzeiten. Dadurch werden Betriebskosten gespart und die Arbeit im mikrobiologischen Labor effizienter. Der Brutschrank kann vielseitig eingesetzt werden, beispielsweise für mikrobiologische Untersuchungen, Keimzahlbestimmung, Kultivierung über und unter Raumtemperatur, Forciertest Bierstabilität oder Shelf Life Tests von Molkereiprodukten.

Der große Temperaturbereich von 0 bis +70°C, die aus neun Modellgrößen wählbare Kammergröße und die zwei Modellvarianten, SingleDISPLAY oder TwinDISPLAY, ermöglichen eine passgenaue Nutzung für Ihre Anwendung und Ihren Arbeitsbereich. Die Türen sind standardmäßig außen aus vollisoliertem Edelstahl und innen aus Glas; diese Kombination verhindert eine Kontamination und Temperaturabfall bzw. anstieg und ermöglicht optimale Sicht auf das Temperiergut durch vollflächige Innenglastüren.

Die sensible Temperaturregelung mit geringsten Regelschwankungen wird durch die Advanced Peltier Technology erreicht, wodurch optimale Temperaturhomogenität gewährleistet werden kann. Da der Innenraum vollständig abgeschlossen ist, wird die Gefahr der Probenaustrocknung minimiert, da die Kondensatbildung beim Abkühlvorgang außerhalb des Arbeitsraumes am Peltier-Element stattfindet. Da der Kühl-Brutschrank keinen Kompressor benötigt, spart er wertvollen Platz im Arbeitsbereich und arbeitet besonders leise und erschütterungsarm.

Die baulichen Vorteile werden ergänzt durch die intuitive, benutzerfreundliche Bedienung und die vielfältigen Möglichkeiten für Programmierung und Dokumentation mithilfe der integrierten Schnittstellen und Datenlogger sowie der Software AtmoCONTROL zur Programmierung eigener Programme und Rampen (nur mit TwinDISPLAY). Die fast ausschließliche Verwendung von hochwertigem, rostbeständigem und leicht zu reinigendem Edelstahl macht die IPPeco-Geräte robust und langlebig.

Die Tür ist bei Bedarf mit wenigen Handgriffen in ca. 15 Minuten selbst umbaubar - das Lösen einiger Schrauben ermöglicht den Einbau der Tür in der anderen Richtung, sodass Sie den Türanschlag nach Wunsch anpassen können.

Hinweis: Da es sich hierbei um einen Artikel handelt, der nur auf Kundenbestellung gefertigt wird, ist eine Rückgabe ausgeschlossen. Sollten Sie eine Sonderanfertigung dieses Geräts benötigen, kontaktieren Sie bitte unseren Support.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Brutschrank

Fachbereich: Labor;Pharma

Stromversorgung: 230 V

Farbe: silber

Garantielaufzeit: 36 Monate

Kammervolumen: 32 Liter;53 Liter;108 Liter;256 Liter;384 Liter;749 Liter;1060 Liter;1360 Liter;2140 Liter