



NSK ADAPTER C FÜR MULTI STAND

für Phatelus- und Mach-Kupplungen

Artikelnummer: 206121

Hersteller: NSK

Preis: 5,20 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Dieser Adapter wird mit dem Multi Stand Instrumentenständer von NSK genutzt. Der Ständer dient der einfachen Aufbewahrung von hoch- und niedertourigen Instrumenten und Köpfen und ist bis 135°C autoklavierbar.

Der Adapter C ist für die Instrumentenaufnahme für Phatelus- und Mach-Kupplungen konzipiert und wird einfach auf den Instrumentenständer aufgeschraubt.

Spezifikation:

Art des Artikels: Adapter