



## ORBEN LEITFÄHIGKEITSMESSGERÄT LKM 01

für die Wasserqualität von Aufbereitungsanlagen

Artikelnummer: 201205

Hersteller: Orben

**Preis: 459,61 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Das Leitfähigkeitsmessgerät LKM 01 von Orben ist ein batteriebetriebenes Anzeigegerät zur Leitfähigkeitskontrolle von Reinstwasser. Die Bedientasten ermöglichen die Einstellung eines Grenzwertes von 0,1-200  $\mu\text{S}/\text{cm}$ , die aktuelle Leitfähigkeit kann über das LCD-Display geprüft werden. Der Messbereich des Gerätes reicht von 0,056 – 200  $\mu\text{S}/\text{cm}$ . Das Leitfähigkeitsmessgerät ist kompatibel zu allen Ministil-Patronen der P-Serie. Die Messzelle wird direkt am Reinstwasserausgang auf der Patrone montiert, die Anzeigeeinheit kann variabel an der Wand und daher im individuellen Sichtfeld installiert werden.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Leitfähigkeitsmessgerät

Abmessungen Tx Bx H: 3 cm x 14,5 cm x 7 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

Stromversorgung: Batterie betrieben

Farbe: schwarz;blau

Passend für System: MELAdem 55;MELAdem 55C;Ionenaustauscher-Patrone