



ORBEN LEITFÄHIGKEITSMESSGERÄT LKM TYP A 3.1

für die Wasserqualität von Aufbereitungsanlagen

Artikelnummer: 201209

Hersteller: Orben

Preis: 407,62 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das Leitfähigkeitsmessgerät LKM A 3.1 von Orben ist ein digitales Anzeigegerät zur Leitfähigkeitskontrolle von Reinstwasser. Der Drehschalter ermöglicht die Einstellung eines Grenzwertes von 0,5-50 $\mu\text{S}/\text{cm}$, die aktuelle Leitfähigkeit kann über das LCD-Display geprüft werden. Der als dreiadriges Kabel ausgeführte Schaltkontakt kann beispielsweise zur Ansteuerung einer Warnleuchte genutzt werden, um dann zum Beispiel einen erreichten Grenzwert anzuzeigen. Der Messbereich des Gerätes reicht von 0 - 199,9 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Das Leitfähigkeitsmessgerät ist kompatibel zu allen Ministil-Patronen der P-Serie. Die Messzelle wird direkt am Reinstwasserausgang auf der Patrone montiert, die Anzeigeeinheit kann variabel an der Wand und daher im individuellen Sichtfeld installiert werden.

Spezifikation:

Steri-Tech GmbH Sterilisatoren und Desinfektoren Vertrieb
Max-Berk-Str. 3
69226 Nussloch
Deutschland

Telefon: 06224 98960 90
Telefax: 06224 98960 99
www.steri-shop.de
info@steri-shop.de

Art des Artikels: Leitfähigkeitsmessgerät

Abmessungen Tx Bx H: 10,1 cm x 12,9 cm x 5,1 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

Stromversorgung: 230 V - 240 V

Farbe: weiß;blau

Passend für System: MELAdem 55;MELAdem 55C;Ionenaustauscher-Patrone