



PEREG ENDOSWAB, 3,8 MM DURCHMESSER - 10 STÜCK

zur Anwendung von HemoCheck S oder Pyromol-Test, Restposten

Artikelnummer: 201142.00004-B

Hersteller: PEREG

Preis: 49,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Es handelt sich hierbei um einen Restposten, weshalb dieser Artikel günstiger angeboten wird.

EndoSwabs sind Hochleistungs-, Reinigungs- und Testbürsten für flexible Endoskope. Sie basieren auf stark absorbierenden Polyesterfasern, die Schmutz aus dem Endoskopkanal absorbieren und transportieren. Gleichzeitig gleiten Nylonborsten leicht durch schleimige Ablagerungen. EndoSwabs können für die manuelle Vorreinigung von flexiblen Endoskopen sowie zum Testen der Sauberkeit der Kanäle verwendet werden. Die 2,3 Meter langen Swabs können ebenfalls mit Pyromol-E und HydroCheck-E Tests angewendet werden.

Spezifikation:

Steri-Tech GmbH Sterilisatoren und Desinfektoren Vertrieb
Max-Berk-Str. 3
69226 Nussloch
Deutschland

Telefon: 06224 98960 90
Telefax: 06224 98960 99
www.steri-shop.de
info@steri-shop.de

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Ja

Indikatortyp: Sterilisationsindikator