



PEREG FLEXICHECK-PRÜFKÖRPER

zur Routinekontrolle der Reinigungsleistung

Artikelnummer: 202532

Hersteller: PEREG

Preis: 102,91 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

TOSI-FlexiCheck wird zur Validierung und Routinekontrolle der Reinigungsleistung von RDG-E's nach DI EN ISO 15883 verwendet. FlexiCheck überprüft die Leistung der Maschine und der Reinigungsschemie. Da flexible Endoskope meist mit Sekret und Blut kontaminiert sind, weisen die FlexiCheck-Teststreifen zwei verschiedene Testanschmutzungen auf, mit denen sich die Ablösung von Blut und Polysacchariden testen lässt. Die visuelle Kontrolle bietet ein schnelles und eindeutiges Ergebnis.

Der TOSI-FlexiCheck-Prüfkörper simuliert einen Endoskopkanal und wird zur Prüfung im Waschautomaten an einen Einzelkanalanschluss angeschlossen. Der Anschluss funktioniert einfach und schnell über einen Luer-Lock-Anschluss.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

Norm: DIN EN ISO 15883