



PEREG LUMCHECK-PRÜFKÖRPER MIT LUER-LOCK

zur Routinekontrolle der Reinigungsleistung

Artikelnummer: 202531

Hersteller: PEREG

Preis: 70,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

TOSI-LumCheck wird zur Validierung und Routinekontrolle der Reinigungsleistung von Reinigungs- und Desinfektionsgeräten oder Ultraschallreinigungsgeräten nach DIN EN ISO 15883 verwendet. Die Teststreifen simulieren hierbei eine Kontaminierung mit Blut, die Testanschmutzung verhält sich praxisgerecht und gewährleistet bei vollständiger Entfernung einen optimalen und effektiven Reinigungsprozess. Wird die Testanschmutzung nicht gänzlich entfernt, wird auch Blut im Reinigungsprozess nicht vollständig entfernt. Der Test zeigt so nicht nur ein Ja oder Nein-Ergebnis für die Reinigungsleistung an, sondern erlaubt auch Rückschlüsse auf mögliche Ursachen.

Der Prüfkörper wird über Luer-Lock schnell und einfach befestigt und simuliert

ein enges Hohlkörperinstrument. Der Prüfkörper kann dann schnell und einfach zerlegt werden, um das Reinigungsergebnis visuell zu prüfen.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Norm: DIN EN ISO 15883