



REITEL TRONADA DAMPFSTRAHLGERÄT

leistungsstarker Dampfstrahler mit Festwasseranschluss, 5L

Artikelnummer: 204352

Hersteller: Reitel

Preis: 3.258,13 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das Dampfstrahlgerät Tronada von REITEL ist an die Wasserleitung angeschlossen und befüllt so eigenständig den 5-Liter-Tank durch die integrierte Pumpe. Dadurch ist er optimal geeignet für den permanenten Einsatz in großen, gewerblichen Laboren.

Die ergonomische Dampfpietole lässt sich bequem einhändig bedienen und beseitigt Verunreinigungen durch 160°C sowie 6 Bar Druck. Bei der Reinigung kann zwischen Nass- und Trockendampf, Druckluft- oder Ausbrühfunktion gewählt werden, außerdem können Dampfdruck, -menge und -feuchte individuell stufenlos reguliert werden.

Zusätzlich sind für die Dampfpietole passende Bürsten- und Dampfstrahlaufsätze erhältlich. Die Kesseldruckanzeige ist eine komfortable Ergänzung für die Benutzung.

Hinweis: Dieses Gerät ist mit einer Druckluftfunktion ausgestattet und besonders für die Trocknung von Hohlkörperinstrumenten des ophthalmologischen Bereichs zu empfehlen.

Hinweis: Dieser Dampfstrahler ist auch Medizinprodukt nach MDR verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns bei Interesse, um ein entsprechendes Angebot zu erhalten.

Spezifikation:

Art des Artikels: Dampfstrahlgerät

Abmessungen Tx Bx H: 35 cm x 33 cm x 42 cm

Fachbereich: Dental;Labor

Stromversorgung: 230 V / 50-60 Hz

Leistung: 3000 W

Farbe: silber

Gewicht: 15 kg

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 24 Monate

Volumen Wassertank: 5 Liter

Temperatur: 160°C

Druck: 6 bar