



RFQ REINIGUNGSPISTOLE STEEL4CLEAN IM SET FÜR DRUCKLUFT

Edelstahl-Schnellverschlusskupplung, autoklavierbar bis 134°C

Artikelnummer: 207123

Hersteller: RfQ

Preis: ab 361,11 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Diese Reinigungspistole "steel4clean" von RFQ dient dem Ausblasen von verschmutzten Instrumenten mit Druckluft bis 0,5 Mpa (=5bar) zur Aufbereitung im unreinen Bereich. Das Set beinhaltet neben der Pistole mit Edelstahl-Schnellverschlusskupplung weiteres Zubehör, das präzises Arbeiten ermöglicht. Die Pistole ist bis 134°C autoklavierbar und RDG-tauglich. Diese Reinigungspistole ist kein Medizinprodukt.

Hinweis: Es handelt sich um eine Sonderanfertigung, Rücknahme oder Umtausch sind daher ausgeschlossen.

Hinweis: Voraussetzung für die einwandfreie Funktion ist die ordnungsgemäße Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachhandelspersonal.

Spezifikation:

Art des Artikels: Reinigungspistole

Material: Edelstahl

Validierbarkeit: nicht validierbar