



RFQ REINIGUNGSPISTOLE STEEL4CLEAN IM SET FÜR VE-/TRINKWASSER

Edelstahl-Schnellverschlusskupplung, autoklavierbar bis 134°C

Artikelnummer: 207122

Hersteller: RfQ

Preis: ab 412,50 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Diese Reinigungspistole "steel4clean" von RFQ dient dem Ausspülen von verschmutzten Instrumenten mit kaltem VE-Wasser bzw. Trinkwasser bis 0,5 Mpa (=5bar) zur Aufbereitung im unreinen Bereich. Das Set beinhaltet neben der Pistole mit Edelstahl-Schnellverschlusskupplung weiteres Zubehör, das präzises Arbeiten ermöglicht. Die Pistole ist bis 134°C autoklavierbar und RDG-tauglich. Diese Reinigungspistole ist kein Medizinprodukt.

Hinweis: Es handelt sich um eine Sonderanfertigung, Rücknahme oder Umtausch sind daher ausgeschlossen.

Hinweis: Voraussetzung für die einwandfreie Funktion ist die ordnungsgemäße Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachhandelspersonal.

Spezifikation:

Steri-Tech GmbH Sterilisatoren und Desinfektoren Vertrieb
Max-Berk-Str. 3
69226 Nussloch
Deutschland

Telefon: 06224 98960 90
Telefax: 06224 98960 99
www.steri-shop.de
info@steri-shop.de

Art des Artikels: Reinigungspistole

Material: Edelstahl

Validierbarkeit: nicht validierbar