



RFQ SELECTA REINIGUNGSPISTOLE

mit 1,5 m Schlauch und Konus (Schlauchende offen)

Artikelnummer: 207974

Hersteller: RfQ

Preis: 202,36 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die RfQ-Selecta-Reinigungspistole ist das ideale Werkzeug für die (Vor)-Reinigung von Nicht-Medizinprodukten in Industrie, Klinik, Labor oder Praxis, also überall dort, wo es auf höchste Sauberkeit und Hygiene ankommt. Bei der RfQ-Selecta-Reinigungspistole ist der Wasser- oder Luftstrahl durch eine neuartige Dosiermechanik stufenlos über die gesamte Betätigungsstrecke des Abzughahns fein dosierbar. Der maximale Wasser- oder Luftfluss kann auch mit der kleinen Rändelschraube hinter dem Abzughahn individuell eingestellt werden. Regulatorische Einstufung der RfQ-Selecta-Reinigungspistole aus Aluminium.

Die RfQ-Selecta Reinigungspistole ist kein Medizinprodukt im Sinne des Art.2 Nr.1 der MDR.

Die RfQ-Selecta Reinigungspistole ist nicht für die Reinigung oder Trocknung von Medizinprodukten bestimmt.

Für die Zweckbestimmung Reinigung oder Trocknung von Medizinprodukten verwenden Sie bitte die aufbereitbaren HighTech Reinigungspistolen aus Edelstahl.

Art des Artikels: Reinigungspistole