



SARAYA MANUELLER SPENDER MDS-500

aus Aluminium, für Seife oder Desinfektionsmittel, Ausstellungsstück

Artikelnummer: 201282-B

Hersteller: Saraya

Preis: 33,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Es handelt sich bei diesem Artikel um ein Ausstellungsstück, weshalb dieser vergünstigt angeboten wird.

Der manuelle Spender MDS-500 mit Aluminium-Verkleidung von SARAYA kann mit Seife oder Desinfektionsmittel genutzt werden. Er ist für die Wandmontage vorgesehen, die sehr leicht selbst vorgenommen werden kann. Das Standard-Design für die berührungslose Abgabe verhindert eine Kreuzkontamination über die Düse. Die Befüllung erfolgt einfach durch den Austausch der Flasche. Durch die manuelle Bedienung wird keine Stromquelle benötigt. Der MDS-500 ist kompatibel mit der 500-Milliliter-Flasche Alsoft VB.

Spezifikation:

Art des Artikels: Desinfektionsmittelspender

Abmessungen Tx Bx H: 86 mm x 218,5 mm x 364,5 mm

Farbe: weiß