



STERICILIN INSTRUMENTENTASCHEN - 250 STÜCK

aus Vlies und Folie

Artikelnummer: 201910

Hersteller: stericlin

Preis: 101,15 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Pinzetten, Messergriffe und Sonden können mithilfe der Instrumententaschen von stericlin® effizient und übersichtlich sortiert werden. Nach dem Bestücken bieten die Taschen die Möglichkeit, entweder gefaltet oder aufgerollt zu werden. In dieser Form sind sie optimal geschützt und können im Sieb oder in der Klarsichtverpackung einer Sterilisation unterzogen werden. Es ist wichtig zu beachten, dass die Instrumententaschen keine Barriereigenschaften besitzen. Daher sollten sie keinesfalls als Ersatz für ein Sterilbarriersystem betrachtet werden.

Abmessungen: 52 cm x 21 cm

Spezifikation:

Steri-Tech GmbH Sterilisatoren und Desinfektoren Vertrieb
Max-Berk-Str. 3
69226 Nussloch
Deutschland

Telefon: 06224 98960 90
Telefax: 06224 98960 99
www.steri-shop.de
info@steri-shop.de

Art des Artikels: Instrumententasche

Abmessungen Tx Bx H: 52 cm x 21 cm