



STERICLIN BOWIE & DICK HELIX TEST

inkl. Prüfkörper aus Aluminium

Artikelnummer: 202535

Hersteller: stericlin

Preis: 220,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Mithilfe des stericlin Bowie & Dick Helix Tests wird Ihr Sterilisator objektiv auf Luftentfernung und Dampfdurchdringung geprüft und bietet sichere zuverlässige Ergebnisse in der täglichen Routinekontrolle. Ein korrekter Farbumschlag wird nur bei ausreichenden Bedingungen angezeigt, der Test entspricht den Anforderungen der DIN EN ISO 11140-4. Der Prüfkörper aus Aluminium mit integrierter Kunststoffhelix ist für 250 Sterilisationszyklen einsetzbar, danach kann er entsorgt werden.

Zur Überprüfung des Sterilisators wird ein Indikatorstreifen in der Kapsel platziert und die Kapsel auf den Aluminium-Prüfkörper geschraubt. Danach wird das B & D-Programm (134°C für 3 - 3,5 Minuten) Ihres Sterilisators durchgeführt, der Streifen wird entnommen und das Ergebnis sightgeprüft. Nach

erfolgreicher Sterilisation erfolgt ein Farbumschlag von blau nach pink auf dem Indikatorstreifen. Erfolgt kein vollständiger Farbumschlag, liegt eine Funktionsstörung des Gerätes vor. Der Farbumschlag verändert sich nach erfolgreichem Umschlag nicht mehr, wodurch Dokumentationssicherheit und langfristige Verlässlichkeit des Ergebnisses erreicht werden. Die Farbe ist schwermetallfrei und enthält keine Giftstoffe.

Spezifikation:

Art des Artikels: Indikator

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Indikatortyp: Sterilisationsindikator

Norm: DIN EN ISO 11140-4

geeignet für Sterilisationsart: Dampf Klasse B