



BROWNE DAMPFDURCHDRINGUNGSTEST AB101

für poröse und hohle Instrumente

Artikelnummer: 200698

Hersteller: Steris Browne

Preis: 1.071,43 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Dampfdurchdringungstest AB101 von BROWNE wurde entwickelt, um die zügige und gleichmäßige Dampfdurchdringung bei sowohl porösem als auch hohlem Sterilgut nachzuweisen. Das patentierte Verfahren wendet die Prinzipien der porösen und der Hohlkörpercharge in direkter Abfolge an. Die so erfolgte Prüfung sichert, dass Luft und andere nicht kondensierbare Gase entfernt wurden. Die bleifreie Technologie ist normkonform und geeignet für 134°C – 137°C für bis zu dreieinhalb Minuten. Der Prüfkörper mit 400 Indikatorstreifen entspricht DIN EN ISO 11140-4, Typ 2.

Spezifikation:

Art des Artikels: Indikator

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

geeignet für Textilien: Ja

geeignet für Hohlkörper: Ja

geeignet für Endoskope: Nein

Indikatortyp: Sterilisationsindikator

Norm: DIN EN ISO 17665-1;DIN EN ISO 11140-4

Indikatorklasse: Klasse 2

geeignet für Sterilisationsart: Dampf Klasse B